


SILIPOS®

SILIPOS-POLYMEERITUOTTEET

- ARVENHOITTOON
- PEHMUSTUKSEEN JA SUOJAUKSEEN
- KUIVAN IHON HOITTOON



SILIPOS-TUOTEVALIKOIMA

- **Ortopedia tuotteita eri käyttökohteisiin**
- **Geelikäsineitä ja -sukkia**
- **Arvenhoitotuotteita**
- **Muotoon leikattavia tuotteita**



Silipos-polymeerituotteet mukautuvat hyvin kehon eri muotoihin ja hyvän muotomuistin avulla levy palautuu välittömästi käytön jälkeen alkuperäiseen muotoonsa. Geelituotteita on saatavana erikokoisina ja tietyille kehon osille muotoiltuna. Silipos-polymeerituotteet ovat geelimäisiä tuotteita, joilla on joustava ja elastinen rakenne. Toisin kuin perinteiset arvenhoito- ja pehmustetuotteet, ainutlaatuisiin Silipos-polymeerigeelituotteisiin pystytään rakentamaan erilaisia lisäominaisuuksia, jotka myös hoitavat ihoa käytön aikana.

Kaikki Silipos-tuotteet ovat tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Tuotteet ovat uudelleenkäytettäviä ja vesipestäviä menettämättä silti ominaisuuksiaan. Säännöllinen puhdistaminen ja huolto auttavat tuotteita myös kestämaan pidempään.

SILIPOS-TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

Silipos-tuotteet, joihin on lisätty hitaasti vapautuvia lääkinnällisiä mineraaliöljyjä, ovat tarkoitettu kosteuttamaan, pehmentämään sekä hoitamaan ihoa. Tuotteet myös suojaavat iskulta, hiertymiltä, pistepaineelta ja tärinältä.

Triglyseridiä sisältävät Silipos-polymeerituotteet ovat kehitetty tilanteisiin, joissa tarvitaan tehokasta kosteutusta. Ylivertainen Silipos-tuotteiden triglyseridirakenne pystyy vapauttamaan kosteutta ihoon nopeasti, jopa yli kolme kertaa enemmän kuin Siliposin mineraaliöljytuotteet. Triglyseridiä sisältäviä Silipos-tuotteita käytetään erityisesti arvenhoidossa, kuivan ihon kosteuttamisessa sekä taistelussa ikääntymisen merkkejä vastaan.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Kaikki Silipos-tuotteet ovat uudelleen käytettäviä ja vesipestäviä. Silipos-tuotteita voi pestä vedellä tai tarvittaessa miedolla pesunesteellä.
- Tuotteita käytetään tarpeen mukaan tai hoitavan lääkärin/terapeutin ohjeiden mukaan. Ympäri vuorokautisessa käytössä Silipos-tuotteet kannattaa poistaa iholta 3-4 tunniksi jotta iho voi hengittää.
- Silipos-tuotteet poistetaan ennen suihkua, kylpyä tai uimista.
- Geelituotteiden terapeuttiset ominaisuudet kestävät käytössä noin kolmen kuukauden ajan. Geelituotteet ovat myrkyttömiä, hypoallergeenisia eivätkä sisällä lateksia.

Silipos-tuotteiden ainesosaluettelo (tuotteesta riippuen):

- Mineraaliöljy (Paraffinum Liquidum) FCC, USP (CAS # 8042-47-5) 40-90%
- Synteettinen öljy (CAS # 68037-01-4) 20-80%
- Pelkistetty kopolymeeri 1-30%
- Öljyt ja hajusteet 1-10%
- Muita ainesosia, joiden pitoisuus on alle 1%

